

PRODUITS POST-MORTEM



EPILE45



PMFT01



PMFT02



CTK100

MALLETTE DE PRELEVEMENTS POST-MORTEM :

- EPILE45** - Mallette comprenant :
- 1 encreur post-mortem
 - 1 gouttière de prélèvements
 - 500 étiquettes autocollantes
- PMFT01** - Mallette 21,3 X 11,4 X 4,4 cm, comprenant :
- 12 bandes main droite, 12 bandes main gauche
 - 1 encreur post-mortem PM283
 - 12 serviettes nettoyantes
 - 1 gouttière de prélèvements
- PMFT02** - Mallette 21,6 X 19,7 X 9,2 cm, comprenant :
- 12 bandes main droite, 12 bandes main gauche
 - 1 encreur post-mortem PM283
 - 12 serviettes nettoyantes
 - 1 gouttière de prélèvements
 - 3 outils post-mortem
- CTK100** - Mallette 34,3 X 26,7 X 12,7 cm comprenant :
- les mêmes éléments que la mallette PMFT01 plus :
 - 4 seringues
 - 15 boules de coton
 - 8 flacons de reconstituant de tissus, 15 ml
 - 2 flacons de nettoyant, 59 ml
 - 2 flacons de solvant, 30 ml
 - 1 paire de gants latex

PRODUITS POST-MORTEM



EPPC10



PM283



PM283PIP



PM283PIPR



PMNS60



PMFS500



EP0425

ENCREURS POST-MORTEM :

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| EPPC10 | - Encreur Print Cup (650 empreintes) |
| PM283 | - Encreur spatule |
| PM283P | - Recharge pour PM283 |
| PM283PIP | - Rouleau pré-encre (3 cm) |
| PM283PIPH | - Rouleau pré-encre (3 cm) |
| PM283PIPR | - Recharge pour PM283PIP et PM283PIPH |

DIVERS :

- | | |
|-----------|--|
| EPL2.5051 | - Gouttière de prélèvement inox |
| EPCPM | - 2 carnets 50 feuillets pour gouttière (1 main droite, 1 main gauche) |
| PMNS60 | - Gouttière de prélèvement acier noir |
| PMFS500 | - Sacoche de 3 outils servant à redresser les doigts |
| EP0425 | - Trousse de dissection, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - 1 ciseaux à bouts pointus - 1 ciseaux à bouts ronds - 1 loupe - 1 double spatule - 1 aiguille droite - 1 aiguille coudée - 1 aiguille lancéolée - 2 pinces brucelles - 2 portes rasoirs - 1 lame rasoir stérile - 1 lame non stérile - 3 crochets |